

附件：

| 序号 | 品名           | 主要技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量 | 单位 | 备注                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------|
| 1  | 医用射线<br>防辐射衣 | 1.款式:连体款，具备无袖或半袖可选，连体款防护服配备减重腰带，可使裙部重量固定在腰部，大大减少医护人员肩背部的压力，使用感受会更舒服，整体款式具备人体工程学设计;同时可制作儿童款:<br>2. 防护材料:采用多层新型超薄，超柔软独立复合铅材料层组成，防护材料分布均匀，柔软且韧性十足;<br>3. 铅当量:前≥0.5mmpb，后≥0.25mmpb;<br>4.产品防护性能需具备国内省及权威机构第三方检验报告:<br>5.尺寸:具备常规 S M L XL XXL 码可选:<br>6.面料:采用高档纳米面料，面料整体具备多种颜色可选。面料表层质地结实，抗撕裂，耐磨、抗污，便于清洁、消毒处理;<br>7. 面料具备抗污和抗菌检测报告;<br>8.面料具备耐磨等级 4-5 级，防静电水压测试>1000，防沾水等级 4-5 级的检测报告:<br>9.卡口组:采用大牌卡扣，卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣，万次试验不变形，不断裂，弹性更好;耐磨，使用时间长;<br>10.魔术贴毛刺:采用品牌毛刺，粘合强度高，粘合力度大，可通过 5 万余次粘连，终身保修。<br>11.产品通过 ISO 13485:2016，ISO9001:2015 质量体系认证、欧盟的 CE 认证等; | 19 | 套  | 成人 12 套<br>儿童 7 套 |
| 2  | 防辐射围领        | 1.通用款式(可定制);同时可制作儿童款;<br>2.防护材料:采用多层新型超薄，超柔软独立复合铅材料层组成，防护材料分布均匀，柔软且韧性十足。<br>3.铅当量:≥0.5mmpb;<br>4.产品具备权威机构第三方检验报告;<br>5.其他技术参数参考 X 射线防护服。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 | 套  | 成人 12 套<br>儿童 7 套 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |                   |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------|
| 3 | 防辐射巾 | <p>1.方式(可定制):同时可制作儿童数;</p> <p>2.防护材料:采用多层新型超薄,超柔软独立复合铅材料层组成。防护材料分布均匀、柔软且韧性十足。</p> <p>3.铅当量:前<math>\geq 0.5\text{mmpb}</math>,后<math>\geq 0.5\text{mmpb}</math>;</p> <p>4.其他技术参数参考 X 射线防护服。</p>                                                                                                                                                                    | 19 | 套 | 成人 12 套<br>儿童 7 套 |
| 4 | 防辐射帽 | <p>1.通用款式(可定制);同时可制作儿童款;</p> <p>2.防护材料:采用多层新型超薄,超柔软独立复合铅材料层组成,防护材料分布均匀,柔软且韧性十足。</p> <p>3.铅当量:<math>\geq 0.5\text{mmpb}</math>;</p> <p>4.产品具备权威机构第三方检验报告;</p> <p>5.其他技术参数参考 X 射线防护服。</p>                                                                                                                                                                           | 7  | 个 | 成人 4 个<br>儿童 3 个  |
| 5 | 铅衣架  | <p>认证:已通过 ISO9001 质量体系认证、13485、欧盟的 CE 认证和 FDA 认证;已通过当地环保部门的验收,有医疗器械备案凭证和医疗器械生产备案凭证。</p> <p>1、该衣架采用优质的原材料为基础,经严格的多道工序工艺精制而成,不同款式产品各有特点,具有简洁大方,使用方便,坚固耐用等优点。</p> <p>2、配备四个万向轮,轮带刹车,可以静音移动。整体结构稳定,外观大方,结实耐用,旋转灵活,不歪倒倾斜。</p> <p>3、整体焊接,强度高,结构稳定。不锈钢连接架采用实体钢材折弯而成,表面光滑,不易生锈。</p> <p>4、高 125cm,长 65cm,宽 55cm。</p> <p>5、侧挂款式,方便拿取,6 挂件和 10 挂件可选,离地悬挂,防止乱放铅衣对铅衣造成的损伤。</p> | 2  | 个 |                   |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 6 | X 射线防护屏风 | <p>1.铅当量：≥2mmPb。</p> <p>2.款式：单联式，支持个性化定制。</p> <p>3.铅屏风尺寸：≥H1800 W900mm。</p> <p>4.观察窗尺寸：≥H900 W800mm。</p> <p>★5.外部材料：精选 304 不锈钢拉丝面板，独特表面处理技术，不沾指纹、不沾手汗。连接处采用八字焊接，打磨光滑，无焊点黑点，整体简洁美观。</p> <p>★6.内部材料：采用国家标准 1#整体纯铅板，防护严密，屏蔽效果均匀，需提供依据 YY/T0292.1-2020《医用诊断 X 射线辐射防护器具第 1 部分:材料衰减性能的测定》标准的第三方权威机构出具的铅板检测报告。</p> <p>7.内部结构：内部填充镀锌方钢制作的称重骨架，使得整体结构稳固耐用，产品移动与旋转时不歪倒倾斜。</p> <p>★8.1 观察窗：采用高清透视铅玻璃，表面光滑，没有棱角，长时间使用不变色、不发乌。含铅量均匀，防护效果极佳，需提供依据 YY/T0292.1-2020《医用诊断 X 射线辐射防护器具第 1 部分:材料衰减性能的测定》标准的第三方权威机构出具的铅玻璃检测报告。</p> <p>★8.2 铅玻璃需覆防爆膜，起到有效抗划痕，抗破碎作用。</p> <p>9.脚轮：底部采用品牌超静音万向脚轮，轮带刹车，移动灵活轻便。</p> <p>10.支腿：由超厚钢板设计，精湛工艺，一体成型。外观无痕打磨，牢固耐用，美观大方。</p> <p>★11.认证：产品具备 NMPA 生产备案及产品备案，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、13485 医疗器械管理体系认证、CE 认证和 FDA 认证，需提供相关证明文件。</p> | 1 | 个 |  |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|